

Celalux



Lâmpada LED de Alta Potência



Base carregador com medidor de intensidade de luz integrado

Vantagens

- SW-LED (aprox. 1.000 mW/cm²)
- Escolha de 4 tempos de polimerização (10 – 40 s)
- Design ergonómico e sem fios, muito leve
- Intercambiável, autoclavável, guia de luz angulada
- Comprimento de onda: 450 – 480 nm
- Tempo de trabalho com bateria nova em carga: min. 120 x 10 s
- Recarga completa em apenas 2 horas, recarga contínua se colocado na base carregadora
- Voltagem: 110 -240 V
- Adequado para todos os materiais fotopolimerizáveis à base de canforoquinona (agentes adesivos, compósitos e materiais de base Ormocer, compómeros)
- Opção de modo soft-start
- Medidor de intensidade de luz integrado para controlo diário

Individo Light Box



Aparelho para a fotopolimerização com luz de halogéneo para Individo Lux, Profibase e outros materiais fotopolimerizáveis

Vantagens

- Polimerização completa na câmara especialmente concebida
- 2 níveis de funcionamento (3 e 5 minutos) para polimerização indivisual
- Gaveta espaçosa para polimerização simultânea de 4 modelos
- Abertura grande para modelos altos
- Luz azul homogénea no espectro de 400 – 500 nm
- Capacidade: 36 W (4 x 9W), 220 V/50 Hz

VOCO Mix 10



Misturador de cápsulas para as cápsulas de mistura e de aplicação VOCO assim como para cápsulas de amálgama e outras semelhantes

Vantagens

- Desenho robusto
- Baixo ruído e baixa vibração
- Tempos de mistura de 1 a 99 segundos
- Painel de “display” grande
- Frequência de mistura: 4.300 oscilações / min. +/- 5%

Aparelhos e instrumentos de aplicação

Caps Dispenser



Aplicador para caps

Aparelho de aplicação de cápsulas por exemplo para Clip Caps, Arabesk Top Caps, Arabesk Flow Caps, Admira Caps, Admira Flow Caps, Twinky Star, Comp Natur, Glasiosite Caps, Grandio Caps, x-tra fil Caps e Amaris Caps

AC Applicator



Aparelho para aplicar cápsulas AC

Aplicador tipo fórceps para a aplicação directa do conteúdo de cápsulas de aplicação (AC) da VOCO na cavidade

Dispensador tipo 2



Dispensador para aplicar materiais dentários em cartuchos


Para cartuchos 1 : 1 ou 1 : 2 (50 ml), por exemplo para Registrado X-tra, Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, Structur 2 SC, Structure 2 SC Long Setting, Structor Premium, Provicol C, Contrast, Voco pac C, etc.

Easygloss



Polidor para compósitos nano-híbridos

AC Activator



Dispositivo de activação das cápsulas de aplicação

Dispensador tipo 3



Para cartuchos 1 : 1 ou 1 : 2 (25 ml) por exemplo para Rebuilda SC, Rebuilda DC, etc.