

Traypurol tabs

NOVO



Traypurol em práticas pastilhas activas

Indicações:

Para limpeza de moldeiras e instrumentos

Vantagens

- Remove alginato, cimentos e vernizes adesivos em pouco tempo
- Especialmente fácil de usar
- Não necessita agitar – as pastilhas dissolvem-se automaticamente na água
- Suave para o material – adequado para todos os materiais inoxidáveis (incluindo alumínio) e plásticos
- Bio-degradável e pH neutro
- Pode utilizar-se em banhos ultra-sónicos

Traypurol



Concentrado de limpeza comprovado

Indicações:

Para a limpeza fácil de moldeiras de impressão e instrumentos

Vantagens

- Dilui-se simplesmente com água
- Remove os resíduos de alginato, óxido de zinco, ionómero de vidro, cimentos de carboxilato e fosfato e vernizes adesivos
- Limpa moldeiras e instrumentos durante a noite
- Pode ser usado em aparelhos ultra-sónicos
- Biodegradável, não agride os instrumentos
- Utilizável em todos os metais não oxidantes e plásticos

Solvitan



Agente de limpeza altamente eficaz e pronto a usar, com cheiro a frutos cítricos

Indicações:

Solução de limpeza para uso geral em clínicas dentárias, laboratórios e no lar

Vantagens

- Remove as pastas e materiais de impressão à base de silicone e poliéster e óxido de zinco das mãos e instrumentos
- Contém lanolina para proteger a pele
- Remove-se facilmente com água
- Cheiro a frutos cítricos agradável

Spirex



Solução desembaciadora para espelhos bucais

Vantagens

- Mantém os espelhos bucais claros e desembaciados durante o tratamento completo